



## **Walizkowy zestaw do kontroli dokumentów REGULA 8003M**



**W pełni przenośny zestaw służy do szybkiej i dogłębnej kontroli i oceny autentyczności dokumentów, banknotów i innych papierów wartościowych.**

Zestaw składa się ze specjalnie dobranych urządzeń umożliwiających zmaksymalizowanie możliwości kontroli dokumentów w warunkach polowych. Zasilany autonomicznie, zapewniający min. 5 godzin pracy z dołączonych akumulatorów. Całość przechowywana w estetycznej i wytrzymałej walizce.

**W skład zestawu wchodzi następujące elementy:**

- **notebook PC;**
- **urządzenie Regula 1025.01;**
- **urządzenie Regula 4177;**
- **urządzenie Regula 4178;**
- **oprogramowanie „Regula Forensic Studio”;**
- **opcjonalnie urządzenie Regula 4197;**
- **zawiera także stolik podświetlający światłem białym i UV;**

**Podstawowe parametry zestawu:**

- Wymiary urządzenia 500x385x135 mm;
- Masa zestawu 10,5 kg;
- Zasilanie:
  - Akumulatory 14,4V;
  - Sieć prądu zmiennego 100-240V/50Hz;
- Pobierana moc 70;
- Czas pracy na akumulatorach 5 godzin;
- Czas gotowości urządzenia do pracy od momentu uruchomienia: 3 min;



## Wybrane możliwości badawcze:

### Źródła światła:

- białe;
- UV 254nm;
- UV 313nm;
- UV 365nm;
- IR 870nm;
- IR 940nm;
- ukośne IR 880nm;
- antyStokesowskie 980nm;
- ukośne białe i IR (z 4 kierunków);
- 24 światła ukośne białe do sprawdzania hologramów;
- przechodzące białe;
- przechodzące UV;
- zielne 530nm;


**Dokładne możliwości badawcze opisane są w folderach dla poszczególnych urządzeń.**



białe górne, x1




ukośne x1;




UV 365nm, x1



podczerwone ukośne x1



Visualizer of magnetic properties Regula 4197



Regula 4197 wraz z analizą magnetyczną farby

**Wyłączny dystrybutor i przedstawiciel w Polsce:**

**Korporacja WSCHÓD Sp. z o.o.  
ul. Pożaryskiego 28  
04-703 Warszawa  
tel./fax (22) 613-33-80; tel. (22) 613-38-92;  
e-mail: handel@korporacjawschod.pl**